


Кроличья Рab К Ацетилированному Гистону H2B-K12 (P62807/Q16778) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Chip

Артикул: CM0000110



введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичное к ацетилированному гистону H2B в позиции лизина 12 (P62807/Q16778). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Реагирует с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H2B-K12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histone H2B-K12
Вид	Человек
GeneID (человек)	3017/8349
GeneID	H2B
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид вокруг K12 гистона H2B человека (NP_003519.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий диапазон)
SWISS	P62807/Q16778
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	В ледяном пакете