


## Ацетил-Гистон H2B-K20 Кроличье Поликлональное Антитело (P62807/Q16778) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа, ChIP

Артикул: CM0000162



### введение

Ацетил-Гистон H2B-K20 Кроличье pAb специфично детектирует ацетилированный лизин 20 человеческого Гистона H2B (SWISS P62807/Q16778). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФА и ChIP на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для эпигенетических исследований и разработки IVD тест-систем.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Ацетил-Гистон H2B-K20 Кроличье pAb                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histone H2B-K20                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                       |
| GeneID (Человек)                   | H2B                                                                                                           |
| GeneID                             | 3017/8349                                                                                                     |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид: Синтетический ацетилированный пептид вокруг K20 человеческого Гистона H2B (NP_003519.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                        |
| Категория                          | Антитела к ацетилированным белкам                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА, ChIP                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                          |
| SWISS                              | P62807/Q16778                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 14 кДа                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                             |