

Кроличье Поликлональное Антитело К Ацетилированному Гистону H2B-K5 (P62807/Q16778) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа

Артикул: CM0000127



введение

Кроличье поликлональное антитело к ацетилированному гистону H2B-K5 от CamelBio, специфичное к ацетилированному лизину 5 гистона H2B человека (SWISS P62807/Q16778), подходит для применения в Вестерн-блоттинге, ИГГ, IF/ICC и ИФА. Предсказана широкая перекрестная реактивность с видами человек, мышь, крыса и другими для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ацетилированному гистону H2B-K5
Вид	Человек
ГенID (человек)	H2B
ГенID	3017/8349
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K5 гистона H2B человека (NP_003519.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предсказана широкая реактивность)
SWISS	P62807/Q16778
Доставка	Сумка-холодильник с льдом