


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетил-Гистону H3-K14 (Q16695 / P68431) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Дот-Блоттинга (Db), Хроматин-Иммунопреципитации (ChIP), Elisa

Артикул: CM0000096



введение

Кроличье моноклональное антитело к ацетил-гистону H3-K14, валидированное для WB, DB, ChIP, ELISA. Распознает ацетилированный K14 человеческого гистона H3 (Q16695/P68431) с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ацетил-гистону H3-K14
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий участку вокруг K14 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), хроматин-иммунопреципитация (ChIP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом