


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетилированному Гистону H3-K14 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), ChIP, Ифа (Elisa)

Артикул: CM0000182



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к ацетилированному гистону H3 в лизине 14, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ChIP и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Необходимо для эпигенетических исследований и изучения хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Гистон H3-K14 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K14
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический ацетилированный пептид в районе K14 человеческого H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом