


Кроличье Поликлональное Антитело К Ацетилгистону H3 (K14) | Q16695 / P68431 | ВБ, Иф/Икк, Ифа

Артикул: CM0000155



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против ацетилированного гистона H3 по лизину 14 (K14). Валидировано для вестерн-блота, иммуофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает антигены человека, мыши, крысы и других видов (предсказана широкая специфичность). Идеально подходит для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-гистон H3-K14, кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альасы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K14
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K14 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая специфичность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом