


Acetyl-Histone H3-K18 (P68431/Q16695) Rabbit Mab | Western Blot, Chip, Elisa

Артикул: CM0000130



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против ацетилированного K18 гистона H3 (P68431/Q16695). Валидировано для WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag с широкой межвидовой реактивностью. Идеально подходит для эпигенетических исследований и профилирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H3-K18 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histone H3-K18
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид в области K18 человеческого гистона H3 (P68431).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предсказан широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом