


Ацетил-Гистон H3-K18 (Q16695/P68431) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Chip И Ифа (Elisa)

Артикул: CM0000180



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против ацетилированного лизина 18 человеческого гистона H3 (SWISS: Q16695/P68431). Валидировано для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA и ChIP. Идеально подходит для эпигенетических исследований, изучения хроматина и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H3-K18 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3F; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Acetyl-Histone H3-K18
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID, Человек)	H3
Идентификатор гена (GeneID)	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид в районе K18 человеческого H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предсказан широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом