


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетилированному Гистону H3-K18 (Q16695/P68431) | Валидировано Для Wb, IHC, Chip, Elisa

Артикул: CM0000187



введение

Кроличье моноклональное антитело, распознающее ацетилированный лизин 18 (K18) гистона H3 человека (Swiss-Prot Q16695/P68431). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ChIP и ELISA. Прогнозируется широкая перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой и другими видами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мК антитело к ацетилированному гистону H3-K18
Примечания/Синонимы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K18
Вид	Человек
ID гена (человек)	8290/8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K18 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (широкий спектр прогнозируется)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодовая упаковка