


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетилированному Гистону H3 (K23) (Q16695 / P68431) Для Wb, If/Icc, Ифа

Артикул: CM0000184



введение

Это кроличье моноклональное антитело специфически обнаруживает ацетилированный гистон H3 по остатку лизина 23 (H3K23ac), имеет широкую перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА в эпигенетических исследованиях и изучении динамики хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ацетилированному гистону H3-K23
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histone H3-K23
Вид	Человек
ID гена (человек)	8290/8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K23 гистона H3 человека (P68431).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая реактивность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом