


Ацетил-Гистон H3-K27 Кроличье Моноклональное Антитело Для ChIP, Wb И Ihc (Swiss: Q16695 / P68431)

Артикул: CM0000176



введение

Специфическое кроличье моноклональное антитело, распознающее ацетилированный лизин 27 (K27ac) на гистоне H3 (SWISS Q16695/P68431). Валидировано для WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq. Предсказана широкая перекрестная реактивность (Человек, Мышь, Крыса). Подходит для исследований в области эпигенетики и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Ацетил-Гистон H3-K27 Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Ацетил-Гистон H3-K27
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид в районе K27 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предсказан широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом