

Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетилированному Гистону H3-K27 (Q16695 / P68431) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Chip

Артикул: CM0000150



введение

Кроличье моноклональное антитело против ацетилированного лизина 27 гистона H3 (Q16695/P68431). Подходит для WB, DB, ИHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Реагирует с человеческими, мышинными, крысиными и другими видами. Идеально подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H3-K27 Rabbit mAb
Вид	Человек
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический ацетилированный пептид в районе K27 человеческого гистона H3 (P68431)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, ИHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	В ледяном пакете