


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетил-Гистону H3-K27 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Chip, If, Ihc

Артикул: CM0000197



введение

Кроличье мАб к ацетил-гистону H3-K27 (SWISS Q16695/P68431), валидированное для WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований модификаций гистонов и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к ацетил-гистону H3-K27
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид в районе K27 человеческого ацетил-гистона H3-K27 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предсказан широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	В ледяном пакете