


Поликлональное Кроличье Антитело К Ацетилированному Гистону H3-K27 (Q16695/P68431) Для Вб, Chip-Seq, Ифа

Артикул: CM0000200



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против ацетилированного гистона H3 по лизину 27 (SWISS Q16695/P68431). Валидировано для множества применений, включая ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА, ChIP и ChIP-seq. Предсказана широкая реактивность по видам. Идеально подходит для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Histon H3-K27 кроличье пАнт
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K27 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая реактивность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет