

Поликлональное Кроличье Антитело К Ацетилгистону H3-K27 (Q16695/P68431) Для Wb, Db, Elisa, Chip – Camelbio

Артикул: CM0000118



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, специфичное к ацетилированному гистону H3 Lys27 (H3K27ac). Валидировано для WB, DB, ELISA, ChIP. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетических исследований и разработки диагностических тестов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетилгистон H3-K27 кроличье пAb
Примечания/алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Ацетилгистон H3-K27
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области остатка K27 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	WB, DB, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом