

Антитело Кролика Поликлональное Против Acetyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000146



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против ацетилированного лизина 36 гистона H3 человека (Q16695/P68431). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; прогнозируемая перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой и другими видами. Подходит для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Антитело кролика поликлональное против Acetyl-Histone H3-K36 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K36
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий участку вокруг K36 гистона H3 человека (NP_003484.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (прогнозируется широкая)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом