

Кроличье Поликлональное Антитело К Ацетил-Гистону H3 (K36) (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa

Артикул: CM0000178



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к ацетилированному лизину 36 гистона H3 (SWISS: Q16695/P68431). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, прогнозируется широкая межвидовая перекрестная реактивность. Для применения в эпигенетических исследованиях и исследованиях хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ацетил-гистону H3-K36
Примечания/Альтернативные названия	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K36
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид вокруг K36 человеческого гистона H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом