

Кроличий Поликлональный Антитело Против Acetyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000141



введение

Кроличий поликлональный антитело, специфичное к ацетилированному гистону H3 в лизине 4 (K4). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы, с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью. Идеально подходит для эпигенетических исследований и разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид вокруг K4 гистона H3 человека (NP_003484.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом