


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетилированному Гистону H3-K4 (Acetyl-Histone H3-K4) (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммуногистохимии, Chip, Elisa

Артикул: CM0000158



введение

Кроличье моноклональное антитело против ацетилированного гистона H3 по лизину 4 (Acetyl-Histone H3-K4). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), дот-блоттинга (DB), хроматин-иммунопреципитации (ChIP), ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Целевой вес ~15 кДа. Подходит для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к Acetyl-Histone H3-K4
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
Вид	Человек
GenelD (человек)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид вокруг K4 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предсказана широкая)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом