


Кроличья Поликлональная Антитело К Ацетил-Гистону H3-K4 (Q16695 / P68431) Для ВБ, Иф, Ифа, ChIP

Артикул: CM0000161



введение

Кроличья поликлональная антитело к ацетил-гистону H3-K4 (Q16695/P68431) выявляет эндогенный ацетил-H3K4. Валидирована для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА и иммунопреципитации хроматина (ChIP) в образцах человека, мыши и крысы, прогнозируется широкая перекрестная реактивность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к ацетил-гистону H3-K4
Примечания/Синонимы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K4 гистона H3 человека (NP_003484.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет