


Ацетил-Гистон H3-K56 (Q16695 / P68431) Кроличье Моноклональное Антитело Для ChIP, Wb, If

Артикул: CM0000105



введение

Кроличье mAb к ацетил-гистону H3-K56 (клон A22565) распознает ацетилированный лизин 56 человеческого гистона H3 (Q16695/P68431). Валидировано для ChIP-seq, WB, IF и CUT&Tag в исследованиях эпигенетики. Перекрестно реагирует с мышинным, крысиным гистонами и с широким кругом прогнозируемых видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ацетил-гистону H3-K56
Примечания/Альтернативные названия	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Гистон H3; HIST1H3A; Ацетил-Гистон H3-K56
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический ацетилированный пептид вокруг K56 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (широкий круг прогнозируемых)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом