

Кроличья Поликлональная Антитело К Ацетилгистону H3 K9 (Q16695/P68431) — Wb Ip If Ihc Chip Elisa

Артикул: CM0000170



введение

Кроличья поликлональная антитело к ацетилгистону H3-K9 для детекции у человека, мыши и крысы. Подходит для ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ChIP, ChIP-seq и ИФА. Молекулярная масса 15 кДа, широкая перекрестная реактивность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Histone H3-K9 кроличья пАб
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Ацетил-Histone H3-K9
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ChIP, ChIP-seq, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом