


Ацетил-Гистон H3 (K9/K14/K18/K23/K27) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16695/P68431

Артикул: CM0000149



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ацетилированный гистон H3 по лизинам 9, 14, 18, 23 и 27. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, прогнозируется широкая перекрестная реактивность. Подходит для эпигенетических исследований и изучения биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Гистон H3-K9/K14/K18/K23/K27 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид вокруг K9, K14, K18, K23 и K27 человеческого ацетил-Гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом