


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ацетилированному Гистону H3-K9/K14/K18/K23/K27 (Q16695/P68431) Для Вб, Иф/Икк, Ифа

Артикул: CM0000135



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против ацетилированного гистона H3 по лизиновым остаткам 9, 14, 18, 23 и 27. Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИКК и ИФА. Предсказана перекрестная реактивность с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами. Подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-гистон H3-K9/K14/K18/K23/K27 кроличыи пАт
Примечания/Алиасы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Ацетил-гистон H3-K9/K14/K18/K23/K27
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (широкий диапазон предсказан)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Хладоэлемент