


Ацетил-Гистон H3 (Lys4) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Chip, If | Q16695/P68431

Артикул: CM0000147



введение

Кроличий моноклональный антитело, специфичный к ацетилированному гистону H3 в позиции Lys4 (Q16695/P68431). Подходит для вестерн-блоттинга (Western blot), ChIP, IF/ICC, IP, DB и ELISA. Прогнозируется перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Гистон H3-K4 Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Гистон H3; HIST1H3A; Ацетил-Гистон H3-K4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический ацетилированный пептид в области K4 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другое (Прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом