


Моноклональное Антитело Кролика К Ацетилированному Гистону H4 (K12) (P62805) Для ChIP, ВБ И Игх-П | Camelbio

Артикул: CM0000195



введение

Специфическое кроличье моноклональное антитело к ацетилированному лизину 12 гистона H4 человека. Подходит для ВБ, ИП, ИГХ-П, ChIP и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к ацетил-Гистону H4-K12
Примечания/алиасы	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
Вид	Человек
GeneID (человек)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K12 гистона H4 человека (NP_003486.1).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИГХ-П, ChIP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет