


Ацетил-Гистон H4-K16 (P62805) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Эпигенетические Исследования

Артикул: CM0000189



введение

Кроличья поликлональное антитело к ацетил-гистону H4-K16 (UniProt P62805), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Широкая перекрестная реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения ацетилирования гистонов, динамики хроматина и эпигенетической регуляции в диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Гистон H4-K16 кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Ацетил-Гистон H4-K16
Вид	Человек
ИД гена (человек)	H4
ИД гена	8370
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид в районе K16 человеческого гистона H4 (NP_003539.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предсказан широкий диапазон)
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом