


Кроличье Моноклональное Антитело К Ацетилгистону H4-K16 (P62805) Для Применения В Вб, Чип И Игк-П

Артикул: CM0000123



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против ацетилированного лизина 16 гистона H4 (SWISS P62805). Валидировано для Вб, Дб, ИГК-П, ИФА и Чип с широкой реактивностью (человек, мышь, крыса). Необходимо для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ацетилгистону H4-K16
Примечания/синонимы	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K16
Вид	Человек
ID гена (человек)	8359/8370
ID гена	8359/8370
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид в области K16 гистона H4 человека (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	Вб, Дб, ИГК-П, ИФА, Чип
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовой пакет