


Кроличья Поликлональная Антитело К Ацетилированному Гистону H4-K16 (P62805) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц, Ифа

Артикул: CM0000099



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против ацетилированного лизина 16 человеческого гистона H4 (P62805), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Предсказана широкая перекрестная реактивность. Ключевой компонент нуклеосомы, центральный для регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H4-K16 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K16
Вид	Человек
GeneID (человек)	H4
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид в районе K16 человеческого гистона H4 (NP_001029249.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предсказан широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	В ледяном пакете