


Ацетил-Гистон H4-K5 Кроличье Mab (P62805) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Артикул: CM0000112



введение

Ацетил-Гистон H4-K5 Кроличье mAb (P62805) детектирует ацетилированный Гистон H4 в положении Lys5 у человека, мыши, крысы. Валидировано для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Идеально для эпигенетических исследований и разработки IVD тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-Гистон H4-K5 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Acetyl-Histone H4-K5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8359
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический ацетилированный пептид вокруг K5 гистона H4 человека (P62805)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом