


## Поликлональное Кроличье Антитело К Ацетилированному Гистону H4 (K5) (P62805) - Валидировано Для Wb, IHC-P, Elisa, Chip

Артикул: CM0000153



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ацетилированный гистон H4 по лизину 5 (SWISS P62805). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА и иммунопреципитации хроматина. Реагирует с белками человека, мыши, крысы и других видов (предсказана широкая перекрестная реактивность). Идеально подходит для эпигенетических и хроматинных исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональное кроличье антитело к ацетилированному гистону H4 (K5)                                                                                            |
| Примечания/Синонимы       | H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                        |
| ID гена (человек)         | H4                                                                                                                                                             |
| ID гена                   | 8359                                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 гистона H4 человека (NP_001029249.1)                                                |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                         |
| Категория                 | Антитела к ацетилированным белкам                                                                                                                              |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA, ChIP                                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса, другие виды (предсказана широкая реактивность)                                                                                           |
| SWISS                     | P62805                                                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 11 кДа                                                                                                                                                         |
| Доставка                  | С пакетом охлаждающего агента                                                                                                                                  |