

Кроличья Поликлональная Антитело К Ацетилгистону H4-K5 (P62805) – Применения: Wb, Elisa, Chip

Артикул: CM0000122



введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичная к ацетилированному лизину 5 гистона H4 человека (P62805). Валидирована для WB, ELISA и ChIP, с прогнозируемой широкой перекрестной реактивностью у человека, мыши и крысы. Является незаменимым инструментом для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметры	Описание
Название продукта	Ацетил-Гистон H4-K5 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Ацетил-Гистон H4-K5
Вид	Человек
ID гена (человек)	H4
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид региона K5 гистона H4 человека (NP_001029249.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкая реактивность)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	С хладоэлементом