


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ацетилгистону Н4 (К5/К8/К12/К16) Р62805 Для Вб, Игх-П, Ифа

Артикул: CM0000133



введение

Кроличыи поликлональные антитела, распознающие ацетилированный гистон Н4 по лизиновым остаткам 5, 8, 12 и 16 (SWISS Р62805). Валидированы для использования в ВБ, ИГХ-П, ИФА; проявляют перекрестную реакцию с образцами человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходят для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ацетилгистону Н4-К5/К8/К12/К16
Примечания/Альтернативные названия	Н4; Н4/н; Н4С1; Н4С2; Н4С3; Н4С4; Н4С5; Н4С6; Н4С8; Н4С9; Н4F2; Н4FN; F0108; Н4-16; Н4С11; Н4С12; Н4С13; Н4С15; Н4С16; HIST2Н4; HIST2Н4А; Acetyl-Histone Н4-К5/К8/К12/К16
Вид	Человек
ID гена (человек)	Н4
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области К5/К8/К12/К16 гистона Н4 человека
Источник	Кролик
Категория	Ацетил-специфичные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Р62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с ледом