


Ацетил-Гистон H4 (K8) Кроличья Поликлональная Антитело (P62805) - Вестерн-Блоттинг (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa), Chip, Chip-Seq

Артикул: CM0000138



введение

Кроличья поликлональная антитело против ацетил-гистона H4 (Lys8) (P62805) обнаруживает эндогенный ацетил-гистон H4 у человека, мыши, крысы и других видов. Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP и ChIP-seq.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Acetyl-Histone H4-K8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K8
Вид	Человек
ID гена (человек)	H4
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический ацетилированный пептид в области K8 гистона H4 человека (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	С ледяным пакетом