


Кроличыи Моноклональные Антитела К Ацетилгистону Н4 (K8Ac) — P62805 | Валидированы Для ВБ, Ип, Игп, Чип

Артикул: CM0000140



введение

Кроличыи моноклональные антитела к ацетил-Histon H4-K8 (P62805) обнаруживают ацетилированный лизин 8 гистона H4 у человека, мыши и крысы. Подходит для ВБ, ИП, ИГП, ДБ, ЧиП, ИФА. Идеально подходит для исследований эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к ацетил-Histon H4-K8
Примечания/синонимы	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	8359
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический ацетилированный пептид с областью K8 гистона H4 человека (NP_003529.1)
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИГП, ДБ, ЧиП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предсказана широкая специфичность)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник