


Кроличья Поликлональная Антитело К Ацетилированному Hmgb1 (Lys29) (P09429) Для Вб, Иф/Икк, Ифа

Артикул: CM0000142



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфичное к ацетилированному HMGB1 по остатку Lys29 (SWISS P09429). Валидировано для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИФА с реактивностью на человека, мышь и крысу. Идеально подходит для исследований воспаления, сигналинга DAMP и посттрансляционных модификаций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб к ацетил-HMGB1-K29
Примечания/Альтернативные названия	HMGB1; HMG3; HMG-1; SBP-1; Acetyl-HMGB1-K29
Вид	Человек
ID гена (человек)	3146
ID гена	3146
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий области K29 человеческого HMGB1.
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09429
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет