


Кроличья Моноклональная Антитело К Ацетилированному P53 (K370) (P04637) Для Вестерн-Блота И Ифа

Артикул: CM0000192



введение

Кроличья моноклональная антитело, распознающая ацетилированный человеческий p53 по лизину 370 (SWISS P04637). Валидирована для вестерн-блота и ИФА в образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований рака и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ацетил-p53- K370, кроличья моноклональная антитело
Примечания/синонимы	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Ацетил-p53- K370
Вид	Человек
ID гена (человек)	7157
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический ацетилированный пептид, соответствующий участку K370 человеческого p53 (P04637).
Источник	Кролик
Категория	Ацетилированные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С ледяным пакетом