


Кроличье Поликлональное Антитело К Acetyl-P53-K382 (P04637) Для Дот-Блоттинга И Elisa

Артикул: CM0000103



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к ацетилированному лизину 382 человеческого белка p53 (P04637). Валидировано для дот-блоттинга и ELISA, идеально подходит для изучения ацетилирования p53 в исследованиях рака и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Acetyl-p53-K382
Примечания/Альтернативные названия	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetyl-p53-K382
Вид	Человек
GeneID (человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический ацетилированный пептид вокруг K382 человеческого белка p53 (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к ацетилированным белкам
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом