

Кроличья Поликлональная Антитело К AcsL4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc - O60488

Артикул: CM0021976

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ACSL4 (O60488), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ИФА. Взаимодействует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма и ферроптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSL4 кроличья пАт
Примечания/Псевдонимы	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2182
GeneID	2182
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ACSL4 (NP_004449.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60488
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	С ледяным пакетом