

Моноклональное Антитело К AcsI5 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Иммуофлуоресценции На Срезах, Иммуногистохимии На Срезах, Ифа - Q9Ulc5

Артикул: CM0008808

введение

Высокоспецифичное моноклональное антитело к ACSL5 кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции на срезах, иммуногистохимии на срезах и ИФА. Нацелено на длинноцепочечную ацил-КоА синтетазу 5 человека (LACS5), ключевой фермент в активации и метаболизме жирных кислот. Идеально для исследований в липидной биологии, онкологии и метаболических нарушениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к ACSL5 кролика (mAb)
Примечания / Алиасы	ACS2, ACS5, FACL5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51703
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-683 белка ACSL5 человека (NP_976313.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуофлуоресценция на срезах (IF-P), иммуногистохимия на срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9ULC5
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом