

Кроличье Поликлональное Антитело К Actc1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P68032

Артикул: CM0026770



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к АСТС1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Мишенью является альфа-актин сердца — ключевой белок цитоскелета. Идеально подходит для исследований сердечной мышцы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АСТС1 кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	АСТС; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; АСТС1
Вид	Человек
ID гена (человек)	70
ID гена	70
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого АСТС1 (NP_005150.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P68032
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладоэлемент