


Кроличье Поликлональное Антитело К Активаторному Белку 2 (Ap-2/Tfar2A) - P05549

Артикул: CM0024188



введение

Поликлональное антитело кролика против TFAP2A, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека и крысы. Нацелено на фактор транскрипции AP-2-альфа, участвующий в развитии и регуляции генов. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к активаторному белку 2 (AP-2/TFAP2A)
Примечания/Альтернативные названия	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7020
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 белка TFAP2A человека (NP_003211.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P05549
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом