

Поликлональное Кроличье Антитело К Actr1B Для Wb, Ihc-P, Elisa — P42025

Артикул: CM0019686

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий бета-центрактин (ACTR1B). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Подходит для исследований везикулярного транспорта на основе микротрубочек и функции centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ACTR1B
Примечания/синонимы	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10120
Идентификатор гена	10120
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого ACTR1B (NP_005726.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42025
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет