


Моноклональное Кроличье Антитело К Acvr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q04771

Артикул: CM0003970



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к ACVR1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с ACVR1 (рецептор активина типа 1, ALK2) человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пути сигнальной трансдукции костных морфогенетических белков и экспериментов в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мК к ACVR1
Примечания/алиасы	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Вид	Человек
ID гена	90
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 410-509 человеческого ACVR1 (Q04771).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q04771
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовой пакет