

Поликлональные Кроличьи Антитела К Adam9 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q13443

Артикул: CM0027413

введение

Валидация ADAM9 с помощью этих поликлональных антител для вестерн-блота, ИФ/ИКК и ИФА. Подходит для проб человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований онкогенеза и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAM9 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Вид	Человек
ID гена (человек)	8754
ID гена	8754
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 29-210 человеческого ADAM9 (NP_003807.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	Q13443
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	Холодовая упаковка