

Кроличья Моноклональная Антитела К Adamts13 Для Wb, If-P, Ифа - Q76Lx8

Артикул: CM0010865



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела к ADAMTS13, подходящая для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Распознает белок человека, мыши и крысы. Полезна для исследования расщепления фактора фон Виллебранда и тромботических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к ADAMTS13
Примечания/алиасы	VWF ^{CP} ; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Вид	Человек
ID гена	11093
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого ADAMTS13 (Q76LX8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q76LX8
Молекулярная масса белка	154 кДа
Доставка	Айс-пак