

Adora2A Rabbit Pab - P29274

Артикул: CM0020246



введение

ADORA2A Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против человеческого аденозинового рецептора A2a. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу, поддерживает исследования GPCR-рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADORA2A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	A2aR; RDC8; ADORA2; ADORA2A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	135
ID гена	135
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого ADORA2A (NP_000666.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29274
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом