

Adprm Rabbit Pab — Q3Lie5

Артикул: CM0014320

введение

ADPRM Rabbit pAb — поликлональное антитело для применений в вестерн-блоттинге (WB) и ИФА, направленное против человеческого ADPRM (MDS006/C17orf48) с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения метаболизма АДФ-рибозы и иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADPRM Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	56985
Идентификатор гена	56985
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 203–342 человеческого ADPRM (NP_064618.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q3LIE5
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом