


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Adrb1 Для Wb, If-P, Elisa - P08588

Артикул: CM0019978



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к ADRB1 (бета-1-адренорецептор) человека для WB, IF-P, ELISA; перекрестно реагируют с мышами и крысами. Подходят для исследований сердечной функции и передачи сигналов GPCR.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к ADRB1                                                                                        |
| Примечания/Синонимы       | RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)          | 153                                                                                                                             |
| GeneID                    | 153                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 150-250 ADRB1 человека (NP_000675.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Мышь, крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | P08588                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 51 кДа                                                                                                                          |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                  |