

Кроличий Поликлональный Антитело Против Afap1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Elisa - Q8N556

Артикул: CM0027030

введение

Кроличье поликлональное антитело против AFAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный AFAP1 (81 кДа). Полезно для изучения динамики актинового цитоскелета, ламеллиподий и миграции раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AFAP1 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	60312
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 461-730 человеческого AFAP1 (NP_940997.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N556
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	В ледяном пакете